

# **MASÁŽNA PIŠTOL'**

## **NÁVOD NA POUŽITIE**



**FYZIOGUN**

# FYZIOGUN



## Dotyková obrazovka

1. Výkonný bezkomutátorový motor s vysokým krútiacim momentom a technológiou na tichý chod Quiet Glide
2. Odnímateľná batéria
3. Nabíjateľná lítium-iónová batéria (na jedno nabitie vydrží viac ako 2 hodiny v prevádzke)
4. Viaceré nastaviteľné rýchlosti pre optimálny tlak
5. Bezdrôtová a ľahká (1,1 kg) Súčasťou balenia je sieťová nabíjačka
6. Spínač ZAP/VYP
7. Vymeniteľné aplikátory (4)

**Rýchlosť vibrácií:** Úroveň 1 – 3 (nastaviteľná)

**Hmotnosť:** 1,1 kg / 2,5 libry

**Nabíjanie:** 110 – 240 V 50/60 Hz – 5 A – 26 VDC –1 A

# POKYNY NA POUŽÍVANIE

PRED POUŽITÍM SI TIETO POKYNY  
PREČÍTAJTE

## NABÍJANIE

- Pred prvým použitím batériu úplne nabite po dobu minimálne šiestich hodín (batéria môže byť k zariadeniu pripojená alebo od neho odpojená).
- Ak chcete batériu nabíjať, pripojte batériový konektor dodaného 24 V adaptéra k nabíjacímu portu batérie a sieťový kábel so zástrčkou pripojte do elektrickej zásuvky.
- LED pásik na batérii začne blikať, čím indikuje úroveň nabitia batérie a prebiehajúce nabíjanie.
- Ak je batéria pripojená k jednotke, budú blikať LED kontrolky na jednotke, ktoré indikujú úroveň nabitia batérie a prebiehajúce nabíjanie.
- Úplné nabitie je indikované, keď všetky LED kontrolky prestanú blikať a neprerušovane svietia.
- Batériu možno dobíjať kedykoľvek a pri akejkoľvek úrovni nabitia.
- Neodporúča sa vybiť batériu až na takú úroveň, keď začne svietiť červená kontrolka
- Priemerná doba prevádzky je viac ako 2 hodiny v závislosti od úrovne rýchlosti a aplikovaného tlaku počas používania.

## POUŽÍVANIE

- Riadne umiestnite a zaistite batériu v spodnej časti jednotky (uistite sa, že batéria naozaj pevne sedí na svojom mieste).
- Jednotku zapnete prepnutím spínača na spodnej strane batérie do polohy ZAP. Jednotku vypnete prepnutím spínača do polohy VYP.
- Keď je spínač v polohe ZAP, stlačte tlačidlo „Štart“. Jedným stlačením zapnete prvú úroveň, dvomi stlačeniami zapnete druhú úroveň a tromi stlačeniami zapnete tretiu úroveň. Opätovným stlačením tlačidla „Štart“ sa jednotka vypne. Modré LED kontrolky indikujú príslušnú nastavenú rýchlosť.
- Keď je prístroj vypnutý, môžete vymeniť nadstavec. Nadstavec namontujete zatlačením až nadoraz. Vyberiete ho vytiahnutím.
- Masírujte príslušnú časť tela požadovanou rýchlosťou a podľa potreby vyvíjajte tlak.
- Ak chcete vybrať batériu, zľahka palcom zatlačte na uvoľňovacie tlačidlo batérie. Druhou rukou pevne zatiahnite batériu za rukoväť smerom nadol.

## ÚDRŽBA, ČISTENIE SKLADOVANIE

- Na čistenie zariadenia použite mierne navlhčenú handričku a osušte ho mäkkou utierkou.
- Pri skladovaní alebo počas prepravy vyberte batériu a uložte ju do dodanej kartónovej škatule.

## VÝMENA APLIKÁTORA



Aplikátor nainštalujte zatlačením až nadoraz.



Odstrániť

Pozn.: Pri odstraňovaní aplikátora ho vyťahujte rovným pohybom a neotáčajte ním.

Ak chcete vybrať batériu, zľahka palcom zatlačte na uvoľňovacie tlačidlo batérie tak, ako je znázornené na obrázku a druhou rukou vytiahnite batériu/rukoväť.





# VYHLÁSENIA

## Upozornenia a výstrahy

- Jednotku neponárajte do vody. Jednotku uchovávajte mimo dosahu tekutín alebo zdrojov tepla. Udržujte vetracie otvory bez prachu a nečistôt
- Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte o demontáž jednotky.
- Nepoužívajte masážnu pištoľ bez prestávky dlhšie ako jednu hodinu. Pred opätovným použitím nechajte jednotku 30 minút vychladnúť.
- Po nabití batérie alebo pred použitím jednotky odpojte nabíjačku od batérie.
- Určené na použitie len dospelými osobami. Nepoužívajte jednotku, ak ste zranený. Pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NEBEZPEČENSTVO: ABY SA OBMEDZILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIARU A PORANENIA OSÔB, MUSÍ SA TENTO VÝROBOK POUŽÍVAŤ V SÚLADE S NASLEDUJÚCIMI POKYNNMI

- Určené na použitie len dospelými osobami.
- Používajte len na suchom a čistom povrchu tela cez oblečenie s miernym pritlačením a pohybujte jednotkou po tele. Aplikujte na jedno miesto po dobu približne 60 sekúnd.
- Masážnu pištoľ používajte len na mäkkých tkanivách tela podľa potreby bez toho, aby to vyvolalo bolesť alebo nepohodlie. Nepoužívajte na hlave ani na žiadnych iných tvrdých alebo kostnatých častiach tela
- Pre dosiahnutie najlepšieho požadovaného účinku používajte iba pribalené nastavce.
- Modriny môžu vzniknúť bez ohľadu na nastavenú rýchlosť alebo aplikovaný tlak. Ošetrované oblasti často kontrolujte a pri prvom náznaku bolesti alebo nepohodlia ihneď prestaňte.
- Udržujte prsty, vlasy alebo iné časti tela v bezpečnostnej vzdialenosti od hriadeľa a prednej časti nastavca, pretože by mohlo dôjsť k zachyteniu alebo pomliaždeniu.
- Do vetracích otvorov masážnej pištole neumiestňujte žiadne predmety.
- Masážnu pištoľ neponárajte do vody ani nedovoľte, aby sa voda dostala do vetracích otvorov.
- Masážnu pištoľ neupúšťajte ani nevhodne nepoužívajte.
- Nabíjajte iba pomocou pribalenej 26 VDC nabíjačky pre masážnu pištoľ.
- Pred každým použitím jednotku a batériu dôkladne skontrolujte.
- Masážnu pištoľ nijako neupravujte ani do nej nezasahujte.
- Nikdy nenechávajte masážnu pištoľ v prevádzke alebo sa nabíjať bez dohľadu.

# VYHLÁSENIA

NEPOUŽÍVAJTE MASÁŽNU PIŠTOL' ANI ŽIADNE VIBRAČNÉ ZARIADENIE BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU LEKÁRA, AK SA NA VÁS VZŤAHUJE NIEKTORÝ Z NASLEDUJÚCICH PRÍPADOV

tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami, ako je neuropatia alebo poškodenie sietnice, používanie kardiostimulátorov, nedávno podstúpená operácia, epilepsie alebo migrény, herniácia platničiek, spondylolistéza, spondylolýza alebo spondylóza, nedávno podstúpená výmena kĺbov alebo vložené vnútromaternicové telieska, kovové čapy alebo platničky alebo v prípade akýchkoľvek obáv o vaše fyzické zdravie. Slabšie osoby a deti by mali byť pri používaní akéhokoľvek vibračného zariadenia v sprievode dospelaj osoby. Tieto kontraindikácie neznamenujú, že nemôžete používať vibračné zariadenia alebo zariadenia na cvičenie, ale odporúčame vám, aby ste sa najprv poradili so svojim lekárom.

V súčasnosti prebieha výskum účinkov ošetrovania s použitím vibračného zariadenia na špecifické zdravotné poruchy, čo pravdepodobne prinesie eliminovanie viacerých kontraindikácií, ktoré sú uvedené vyššie. Praktické skúsenosti ukázali, že začlenenie ošetrovania s použitím vibračného zariadenia do plánu liečby je v mnohých prípadoch odporúčané. Toto ošetrovanie musí prebiehať na základe odporúčaní a v sprievode alebo pod dohľadom lekára špecialistu alebo fyzioterapeuta.

## ZÁRUKA

AK DO JEDNÉHO ROKA OD DÁTUMU ZAKÚPENIA DÔJDE K PORUCHE TOHTO VÝROBKU V DÔSLEDKU CHYBY MATERIÁLU ALEBO SPRACOVANIA, VÝROBK ALEBO POTREBNÉ KOMPONENTY BEZPLATNE OPRAVÍME ALEBO VYMENÍME.

TÁTO ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- (a) poškodenia spôsobené v dôsledku nehody, zlým zaobchádzaním, nesprávnou manipuláciou alebo nevhodnou prepravou.
- (b) jednotky poškodené neoprávnenou opravou.
- (c) jednotky nepoužívané v súlade s pokynmi.
- (d) poškodenia presahujúce cenu výrobku.
- (e) znehodnotenie dodaného výrobku v dôsledku neobvyklých podmienok skladovania alebo nevhodných podmienok zabezpečenia v priestoroch zákazníka.
- (f) nepredloženie dokladu o kúpe s uvedením dátumu.

Niektoré štáty a krajiny nepovoľujú obmedzenie náhrady škody, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Táto záruka zaručuje konkrétne zákonné práva, ale aj rozširujúce práva, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách a štátoch líšiť. Tento záručný servis je dostupný prostredníctvom prevádzkových zásad a medzinárodných distribútorov.



**FYZIOGUN**