

Výrobok po kontrole spĺňa štátne normy kvality a je dodaný.



Návod na obsluhu

Predstavenie výrobku

Tento produkt integruje funkcie inteligentného dýchacieho bankovania, horúceho obkladu červeného svetla, jedného tlačidla uvoľnenia tlaku atď., a realizuje dynamické odsávacie bankovaním inteligentným monitorovaním tlaku v nádobke a úpravou podtlaku v reálnom čase. Je to vynikajúci produkt pre home office a ako darček pre priateľov.



Parametre produktu

Produkt	6-stupňový plug-in	6-stupňový nabíjanie	12-stupňový s nabíjaním a tlakovou
Model	DS-A21	DS-A22	DS-A23
Rozmery produktu	90mm*90mm*78mm	90mm*90mm*78mm	90mm*90mm*78mm
Nabíjacie napätie	/	5V 2A	5V 2A
Sacia sila	-60~0kPa	-60~0kPa	-60~0kPa
Menovitý výkon	5W	5W	5W
Podriadené normám	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008		

Prevádzkové smernice

Príprava pred použitím

1. Pri používaní tohto produktu si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia. Ak nespĺňa podmienky pre používanie, tento produkt je deaktivovaný.
2. Odporúča sa čistiť a zvlhčovať pokožku mokrým uterákom alebo sprejom, aby sa zlepšil pocit z používania.
3. Uťahnite a nainštalujte priehľadnú nádobku (pred a po použití utrite prístroj vlhkou handričkou).
4. Skontrolujte, či je prístroj kompletný a v poriadku.

Výkon / režim

1. Stlačením a podržaním na 1,5 sekundy spustíte zariadenie, na LCD sa zobrazí odpočítavanie 20 minút a rozsvieti sa indikátor teploty. Stroj je vybavený 20 minútovým časovaním a automaticky sa vypne po 20 minútach)
2. Stlačením a podržaním na 1,5 sekundy sa vypne a LCD displej a indikátor teploty zhasne.
3. V zapnutom stave krátkym stlačením zmeníte režim. Stroj má dva režimy, režim hlbokého podtlaku a upokojujúci režim, režim dýchania.
4. Predvolený režim spustenia je režim hlbokého podtlaku a funkcia podtlaku a funkcia ohrevu sa automaticky zapnú.

Sacia sila

1. Zapnutie je predvolene nastavené na silu tretieho prevodového stupňa.
2. Krátkym stlačením nastavíte silu sania (DS-A21 a DS-A22 majú 0-6 stupňov, DS-A23 má 0-12 stupňov, 0 stupeň znamená vypnuté (funkcia podtlaku)
3. Každé krátke stlačenie zvýši o 1 stupeň nahor a na LCD sa zobrazí príslušný stupeň, po 1 sekunde sa zobrazí 20 minútové odpočítavanie.
4. Keď intenzita dosiahne najvyšší stupeň, opäť krátkym stlačením sa vrátite na stupeň 0 a vypnete funkciu podtlaku.
5. Prvýkrát sa odporúča použiť od 1. stupňa alebo keď pokožka nie je prispôbená.


Regulácia teploty

1. Spustí sa predvolená 3-stupňová teplota, rozsvieti sa červené svetlo v spodnej časti a teplota sa dá upraviť krátkym stlačením (DS-A21, DS-A22 K dispozícii je 0-6 úrovní, DS-A23 má 0-12 úrovní ohrevu a 0 stupeň znamená vypnutie funkcie ohrevu).
2. Keď teplota DS-A23 dosiahne deviaty stupeň, farba indikátora teploty sa začne meniť na farebné svetlo a biľká. Čím vyššia je teplota, tým rýchlejšia je rýchlosť zmeny farebnej kontrolky.
3. Keď teplota dosiahne najvyšší stupeň, opäť krátkym stlačením vypnete funkciu ohrevu (stupeň 0) a indikátor teploty zhasne. Červená kontrolka v spodnej časti zhasne.

Uvoľnenie tlaku / pauza

Modely DS-A 21 a DS-A22: ak chcete počas cuppingu prestať pracovať, krátkym stlačením tohto tlačidla pozastavíte prácu a prejdete do pohotovostného režimu. DS-A23: počas bankovania, ak chcete zastaviť alebo odstrániť výrobok, krátkym stlačením tohto tlačidla pozastavíte bankovanie. Funkcia adsorpcie nádržky a odľahčenie tlaku vám umožnia nádržku ľahko zdvihnúť a vstúpiť do pohotovostného stavu.

Poznámka: 1. Stroj je konštruovaný s filtračným zariadením, ktoré dokáže odfiltrovať väčšinu častíc v procese používania produktu alebo tekuté nečistoty na ochranu vnútorného čistenia trupu a udržanie životnosti produktu.
2. Stroj je konštruovaný s filtračným zariadením, ktoré dokáže odfiltrovať väčšinu častíc v procese používania produktu alebo tekuté nečistoty na ochranu vnútorného čistenia trupu a udržanie životnosti produktu. Používajte ho podľa svojich osobných potrieb. Často a pravidelne kontrolujte a vymieňajte filtračnú vat.



Po výmene pripojenej filtračnej bavlny obnovte a nainštalujte priehľadné telo nádržky.

Pokyny na nabíjanie

1. Pripojte nabíjací kábel typu C k zásuvke adaptéra a druhý koniec pripojte ku konektoru nabíjania, aby ste spustili nabíjanie. Parametre adaptéra 5V=2A. —
2. Počas nabíjania udržiavajte nabíjací port typu C suchý a čistý. Čas nabíjania sa bude mierne líšiť v závislosti od podmienok prostredia, v závislosti od skutočného času. Nenabíjajte dlhšie ako 8 hodín.
3. Počas nabíjania biely indikátor bliká a po úplnom nabití zhasne.
4. Produkt nie je možné používať, keď je nabitý.

Bezpečnostné opatrenia

NEBEZPEČENSTVO (obsah súvisiaci s vážnym zranením osôb spôsobeným nesprávnou obsluhou)

- ⚠ Nepoužívajte súčasne s nasledujúcim lekárske elektronickým zariadením, ktoré spôsobí chyby alebo poškodenie lekárskeho prístroja, Vážne život ohrozujúce!

1. Implantovateľné lekárske elektronické zariadenia, ako je kardiostimulátor;
 2. Životne dôležité lekárske elektronické zariadenia, ako napríklad umelé srdce a pľúca;
 3. Elektrokardiograf a iné lekárske elektronické prístroje;
 4. Pacienti s inými lekárske implantátmi.
- ▶ Nepoužívajte ho za nasledujúcich okolností, aby ste predišli nehodám alebo nepohodliu.
1. Pacientky s tehotenstvom, menštruáciou, poškodenou epidermou, kľúčovými žilami a užívajúcimi lieky.
 2. Zakázaní sú pacienti s infekčnými chorobami, kožnou precitlivosťou, pooperační pacienti, s vysokou horúčkou alebo kritickým ochorením.
 3. Pacienti so zhubným nádorom alebo lokálnym poškodením a ulceráciou, traumatickou zlomeninou, akútnym hnisavým zápalom, Pacienti so stratou elasticity.
 4. Pacienti s abnormálnym srdcom, mozgovým nervom a krvným tlakom.
 5. Ťažký neurotizmus, kŕče, kŕče a manická úzkosť.
 6. Choroby náchylné na krvácanie, ako je trombocytopenia, leukémia, hemofília, Henochova Schonleinova purpura a iné choroby Trpí krvácaním.
 7. V blízkosti srdca, črty tváre, intímne partie alebo veľké cievy na povrchu tela.
 8. Pacienti s poruchou citlivosti pokožky alebo abnormálnou pokožkou.
 9. Pacient, ktorý je liečený lekárom alebo sa cíti fyzicky abnormálne.
 10. Nadmerná únava, opitkosť a po dlhom čase bez spánku (2 hodiny pred a po jedle sú tiež zakázané).
 11. Pacienti, ktorých koža je alergická na kov a červené svetlo.
 12. Výrobok má výhrevnú plochu, ktorá nie je citlivá na teplo, deti, neschopné slobodne vyjadriť svoju vôľu

⚠ **Buďte opatrní** (obsah súvisiaci s vážnym zranením osôb spôsobeným nesprávnou obsluhou)

1. Prosím, používajte tento výrobok správne podľa návodu na obsluhu.
2. Pri používaní produktu musí byť priehľadné telo nádoby tesne priložené k pokožke a rovnomerne v kontakte, zabráňte kontaktu s ranami a jazvami.
3. Rovnaká časť tohto produktu môže pri dlhodobom používaní spôsobiť nízko tepelné obarenie alebo preťaženie pokožky. Pri používaní buďte opatrný.
4. Ak sa počas alebo po použití necítite dobre, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom
5. Odporúča sa, aby ho používal jeden používateľ. Pri použití pre viacerých používateľov pred použitím vypnite a vyčistite priehľadnú nádobku.
6. Nepoužívajte poškriabané alebo poškodené priehľadné telo nádoby.
7. Po použití tohto produktu dochádza k začervenaniam alebo ekchymóze, čo je normálny jav a zvyčajne do 2 dní prirodzene ustúpi (líši sa podľa typu pokožky).
8. Keď výrobok pracuje dlhší čas, na povrchu sa bude zahrievať, čo je normálny jav.
9. V prípade abnormality ho okamžite prestaňte používať.
10. Nepoužívajte tento výrobok počas jazdy.
11. Nepripájajte a neodpájajte USB nabíjací kábel mokrými rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo nehodám.
12. Tento produkt obsahuje lítiovú batériu. Produkt nerozoberajte, neupravujte, neponárajte do vody ani nehádzajte do ohňa, aby ste predišli poškodeniu a výbuchu produktu.
13. Po použití sa cievy na povrchu kože rozšíria. Pred kúpaním by ste mali odpočívať 45 minút.

Čistenie a údržba

▶ **Dodržiavajte metódy čistenia a údržby, aby ste predžili životnosť prístroja:**


1. Telo utrite suchou netkanou handričkou. Nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky, alkohol, riedidlo, benzín Nečistite rozpúšťadlom, ako je odstraňovač nechťov.
2. Po každom použití vypnite napájanie a vyčistite ho (vlhkou handričkou).
3. Tento výrobok skladujte na bezpečnom a suchom mieste.
4. Nenechávajte produkt v prevádzke, ak sú v ňom zvyšky vody.
5. Na utieranie nepoužívajte tvrdú kefu alebo antikorovú gufu, aby ste nepoškodili povrch.
6. Dbajte na to aby do zariadenia počas čistenia nevnikli tekutiny.
7. Keď je produkt dlhší čas nečinný, pravidelne ho nabíjajte, aby ste zabezpečili jeho normálnu prevádzku.

▶ **Tento produkt nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:**

Miesta náchylné na vibrácie a nárazy; Miesta s priamym slnečným žiarením; Horúce a vlhké miesta; Miesta s vodou; Silné elektromagnetické pole; V blízkosti ohňostrojov; Miesta prístupné deťom a pod.

Analýza porúch a riešenie problémov

Chyba	Posúdenie a riešenie chýb
Nedá sa zapnúť	<ol style="list-style-type: none">1. Na spustenie stlačte a podržte tlačidlo napájania dlhšie ako 1,5 sekundy.2. Nabite zariadenie a skúste to znova.
Nedá sa nabiť	<ol style="list-style-type: none">1. Vymeňte adaptér za radovú zásuvku a skúste to znova.2. Vytiahnite nabíjaciu hlavu a znova ju zapojte a skontrolujte, či je vložená na svojom mieste.3. Skontrolujte nabíjaciu hlavu a nabíjací port, či tam nie sú nečistoty alebo prach. Ak áno, prosím, vyčistite zariadenie..4. Vymeňte adaptér alebo nabíjací kábel.
Slabé sanie	<ol style="list-style-type: none">1. Odstráňte priehľadnú nádobku a znova ju utiahnite pre inštaláciu.2. Skontrolujte, či nie sú zablokované otvory na prívod a odvod vzduchu.3. Skontrolujte, či nie je potrebné vymeniť filtračnú vatú.
Slabé vnímanie teploty	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia teploty a či svieti kontrolka teploty.2. Kvôli vplyvu okolitej teploty zvýšte teplotný stupeň.3. Batéria je slabá, nabite ju.

 Ak sa problém nedá vyriešiť, nezoberajte zariadenie bez povolenia.

Pripomenutie -

1. Pri prvom použití venujte pozornosť postupnému nastavovaniu, aby ste našli vhodný režim a intenzitu.
2. V režime hlbokého podtlaku, ak sanie dosiahne určitý stupeň, stlačte tlačidlo uvoľnenia tlaku / pauza včas, aby ste prestali pracovať alebo uvoľnite tlak, aby ste predišli nepríjemným pocitom na pokožke.

Záručný list

Informácie o produkte

Model: _____

Farba: _____

Nákupný kanál: _____

Informácie pre zákazníka

Celé meno: _____

Adresa: _____

Dátum nákupu: _____

Certifikát

Výrobok po kontrole spĺňa štátne normy kvality a je dodaný.

Názov produktu: Inteligentný dýchací bankovací masážny prístroj

Model výrobku: _____

Farba produktu: _____

Testovanie kvality: _____

Dátum výroby: _____

